

**TABLETTENMÖRSER,
ELEKTRISCH**

59200



DATENBLATT TABLETTENMÖRSER, ELEKTRISCH 59200

Der beste Tablettenmörser für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und im Pflegedienst.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Schnelle und wirksame Zerkleinerung von Tabletten
- Keine Kontaminierung durch Tabletten und Tablettenstaub
- Kleine, tragbare Konstruktion
- Leicht zu reinigen
- Nahezu geräuschloser Betrieb
- Wiederaufladbare Batterie
- In den Niederlanden hergestellt

Art-Nr.	Artikelbezeichnung
59200	Elektrischer Tablettenmörser, Mahlwerk aus Edelstahl, Netzteil

ZUBEHÖR

Art-Nr.	Artikelbezeichnung
59200	Medikamentenbecher, 2100 Becher/Karton
59202	Deckel, 2000 Deckel/Karton
59203	Schutzfolie, 2100 Stück/Karton

QUALITÄTSSICHERUNG

Vor dem Versand wird jedes Gerät sorgfältig geprüft auf:

- Kratzer, Dellen, Verschmutzung oder andere äußerliche Mängel
- ungewöhnliche Geräusche beim Betrieb
- Funktion und Mahlqualität
- Batteriekapazität
- Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	12 Volt
Gewicht (ca.)	ca. 1,5 kg
Maße (L x B x H)	80 x 70 x 217 mm
Anschlüsse	5,5 x 2,1 x 12 mm DC-Ladeanschluss
AC/DC-Netzteil	12 Volt / 3 A
Batterie	Wiederaufladbare versiegelte 12 V Lithium-Ionenbatterie
Batterieentladung	ca. 1% Kapazität / Monat (bei 25°C)
Sicherung	5 A

SPEZIFIKATIONEN DES MÖRSERS

Mahlart	Autonome Mahlzyklen durch Kombination von Druck und Rotation.
Tablettenzerkleinerung	Zerkleinerung von mehreren Standardtabletten und beschichteten Tabletten pro Zyklus.
Bechergroße	30 ml
Dauer des Mahlzyklus	8 Sekunden für Standardtabletten
Geräuschpegel	52 dB (leichtes Flüstergeräusch)
Batteriehaltbarkeit	500 Zerkleinerungsvorgänge (= ca. 3 Tage Dauerbetrieb)
Ladezeit	2 Stunden
Kosten pro Mahlzyklus	0,05 € (bei Zerkleinerung mit Bechern und Schutzfolien)
Schalter	Ein/Aus
Anzeigen	Batterieladezustand und -eigenschaften
Garantie	2 Jahre auf das Gerät, 1 Jahr auf die Batterie

